

健康で快適な生活を提案する

マルタカ

足を愛しむあなたに

溜まったらマッサージ

きれいに残さずマッサージ

セレヴィータ

Celevita

ふくら脛も、足裏も、

みんな満足

はじめての

ウイング型マッサージャー、

この心地よさは感動です



足裏ローラー老舗のマルタカ ウィング型マッサージャー

— つま先からふくら脛まで気持ちいい —

疲れが溜まったら、きれいに残さずマッサージ。
ソフトなあたりでガッツリ効きます。

3つの自動コース



- ① 軽いタッチのタッピング
 - ② リズミカルな押圧
 - ③ ギューとふくら脛つかみモミ
- 多彩なマッサージを組み合わせ
た3つの自動コースをご用意し
ました。



足の出し入れが楽な背面オープン
仕様、しかも静音設計です。




ふくら脛マッサージ マルタカ独自の翼のように動くモミボードが、しっかりと手
掌で挟み込むようにふくら脛をモミあげます。



甲&側面ホールド

くるぶしの後から甲まで、手で包む
ように圧迫。同時治療で、足裏マッ
サージの効果も高まります。




つま先ほぐしモミ

足指を開き伸ばしながら、上下から
ほぐしモミ。クイクイと効く、ほぐし
モミは巧妙テクニックです。



足裏マッサージ

疲れの溜まる土踏まずをグイッと押
して、足裏全体をくまなく丁寧にマッ
サージします。



⚠️ 安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の方は使用しないでください。医師からマッサージを禁じられている人

【例:血栓(塞栓)症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
足に疾患がある人】

■次の方は必ず医師に相談のうえ、その指示に従ってください。ペースメーカー等の電磁障害を受けやすい体内植
込み型医用電気機器を使用している人 / 悪性腫瘍のある人 / 心臓に障害(狭心症、心筋梗塞)のある人 / 妊
娠初期の不安定期または出産直後の人 / 糖尿病等による高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 / 高
血圧症の人 / 皮膚に創傷のある人 / 脚部に重度の血行障害のある人 / 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻
挫、肉離れ等、急性とう痛性疾患の人や骨の弱い人 / 安静を必要とする人 / 体温38℃以上(有熱期)の人 / そ
の他身体に異常のある人や医師の治療を受けている人

■使用中に気分が悪くなったり、身体に異常や苦痛を感じたときはすぐに使用を中止してください。

■本製品に万一故障などが発生の場合は直ちに使用を中止し、お買い求め先までご連絡ください。

セレヴィータ
Celevita

標準小売価格 140,000円(+消費税)
1年間責任保証

主な仕様

- 管理医療機器 機械器具(77)パイプレーター ● 家庭用電気マッサージ器(JMDNコード34662000)
- 販売名:セレヴィータ ● 医療機器認証番号:219AGBZX00060000 ● 定格電圧:AC100V
- 定格周波数:50/60Hz ● 消費電力:50W ● 定格時間:30分 ● 質量:約14kg
- 外形寸法:高さ470×幅530×奥行415(mm)
- 安全装置:過熱防止装置、過電流保護装置、10分オートタイマー

※仕様およびデザインは、改良のため変更することがあります。

JANコード:4969173315013

機種名:RF02M



電気用品安全法技術基準
適合確認済

●操作方法や修理などのご相談は

(製造販売)

株式会社 **マルタカテク**

静岡県藤枝市八幡字広通550-1

0120-484-100

平日9時~18時受付(祝祭日、当社の休日を除く)

●その他のお問合せは

株式会社 **マルタカ**

東京都中央区銀座6-16-12 丸高ビル
http://www.marutaka.co.jp

0120-224-027

平日9時~17時受付(祝祭日、当社の休日を除く)

●お取扱店

株式会社サンオート

〒171-0014 東京都豊島区池袋2丁目16番2号
TEL: 03-3986-3808
FAX: 03-3986-3976