## CELEVIST

セレヴィスト

### 疲れもコリも溶けてゆく、 「こくもみ」の秘密:

第二の心臓といわれるふくらはぎをつかむウィン グもみ。足首は新開発のトリプルエアバッグがアキ

レス腱つかみプレス。さらに実績の ローラーが足裏をくまなく指圧。 優しく深くコクのあるもみ味の「こく もみ」コースは押して・ほぐして・流 す極め技で足の疲れを溶かします。

ツウも満足の土踏 まずグイ押しは、 独立回転の大型 ローラーならでは。 突起数76個!



左右特殊形状の足 首トリプルエアバッ グは、小さなアキレ ス腱にフィットする 2階建て構造です

低反発材採用

の拇指突起モミ

ボードでがっちり

主な仕様 JANコード: 4969173349018

●区分:管理医療機器

●類別:機械器具(77)バイブレーター

●一般名称:家庭用電気マッサージ器 (JMDN = - F34662000)

●販売名: セレヴィスト ●機種名: RF5M ●医療機器認証番号:231AGBZX00034A02

●定格電圧: AC100V ●定格周波数: 50/60Hz

●消費電力:65W ●定格時間:30分 ●もみ動作速度:10~55回/分以下

エアー圧力: 60kPa以下

●材料:ケース/ABS 足挿入部/ポリエステル ●安全装置:過熱防止装置、過負荷保護装置、

10分オートタイマー ●外形寸法: 高さ495×幅480×奥行520(mm)

●質量:約14.5kg







希望小売価格 198,000円(税別180,000円)

#### 1年間責任保証



株式会社マルタカテクノは家庭用電気マッサージ器、 家庭用エアマッサージ器、家庭用超短波治療器、家庭用 低周波治療器、家庭用電位治療器、電位・温熱組合せ 家庭用医療機器、低周波・電位組合せ家庭用医療機器、 家庭用永久磁石磁気治療器の設計・開発・製造及びア フターサービス(引き取り修理並びにサービスパーツの提 供)に対する医療機器における品質マネジメントシステ ム規格ISO13485:2016年版認証を取得しています。

### 使いやすさの工夫

足側面と甲を包み込

む片足3ヶ所のツイン



### リモコン

床に座って、くつろぎながらマッサージする時にうれしい お手元リモコン。「こくもみ」コース、足裏指圧が堪能でき る「ゾーンリフレ」コースとも、3段階のつよさが選べます。





スタンドを立てて、ゆったり座れば もみの角度が変わって心地いい。



背面フリー

足の後ろ側までしっかり揉むのに 出し入れは楽々な親切設計です。

安全に関するご注意 ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など/足に疾患がある人]

■次の方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。 ベースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型 医用電気機器を使用している人/悪性腫瘍のある人/心臓に障害(狭心症、心筋梗塞)のある人/妊娠中の人または出産直後の 人/生理中の人/糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人/皮膚に創傷のある人/脚部に重度 の血行障害のある人/安静を必要とする人/高血圧症の人/体温38°C以上(有熱期)の人[例1:急性炎症症状【けん(倦)怠感、 悪寒、血圧変動など】の強い時期にある人、例2:衰弱している人]/けんしょう(腱鞘)炎の人/骨粗しょう(鬆)症の人、脊椎の骨 折、捻挫、肉離れなど、魚性【とう(疼)痛性】疾患の人や骨の弱い人/その他身体に異常のある人や医療機関で治療を受けている人 ■使用中に気分が悪くなったり、身体に異常や苦痛を感じたとはすぐに使用を中止してください。

■本製品に万一故障などが発生の場合は直ちに使用を中止し、お買い求め先までご連絡ください。

●操作方法や修理などのご相談は

静岡県藤枝市八幡字広通550-1 **0120-484-100** 株式会社マルタカテクノ

平日9時~17時受付(祝祭日、当社の休日を除く)

●その他のお問合せは

東京都文京区千駄木3-43-3 ATK千駄木ビル5階 **0120-224-027** ホームページ https://www.marutaka.co.jp ●お取扱店

### 株式会社サンオート

東京都豊島区池袋2丁目16番2号 TEL: 03-3986-3808 ₹171-0014

FAX: 03-3986-3976





こんなにも気持ちいいサファイア色のニクイ奴

# CELEVIST

セレヴィスト

### MARUTAKA

足が重い、だるい、疲れるがんばる足への思いやり


マルタカ55周年モデル ウィングもみマッサージャー

### CELEVIST

セレヴィスト



天使のウィングもみ&エア 7つのテクニック




ウィング型の低反発モミボードが、ふくらはぎを左右から掴むように深くやさしくマッサージ。



ご家族みんなで

足をすっと差し込むだけ。 開放感ある足指リフレは、おウチで すっきり、足への思いやり。



うねるようにもみあげる 手掌加圧がふくらはぎの ポンプ機能に働きかけ、 血行促進、疲労も回復。



### 足首まわりのポイン トプレスに、うっとり

エアバッグに付いたソフト突起がデリケートな内くるぶし後方のくぼみを的確につかみ押します。



### マッサージ効果を 高めるサイドエア

足側面から甲を包み込む ツインエアバッグが横方 向アーチにアプローチ。 心地いいストレッチです。



#### 土踏まずを グイッと指圧

専用の独立ミニ突起が 疲れがたまる土踏まずの ここぞという指圧ポイント を逃しません。



### 足先まで伝統技で ほぐしもみ

エアで押し付けた足先を 裏から突起で刺激。指を 押し広げて伸ばすように



### かかと、足底筋を ゴロゴロリフレ

かかとカーブに丁度いい
□型こだわりローラーが
足底筋膜を軽やかタッチ
でゴロゴロ刺激します。





