


FUJIIRYOKI

脚の疲れに パワフルダブル マッサージ




フットマッサージャー
FT-300

ふくらはぎと足裏を 一気にもみほぐす 速攻ケア



※指圧とは、もみ板やローラーなどの動きを組み合わせた動作です。



ふくらはぎ

もみ板+回転ローラー

ふくらはぎをしぼるようにもみ、
ローラーで押しほぐします。



足裏

もみ板+突起付足裏ローラー

足をつかむようにもみながら、
足裏をローラーで力強く
ほぐします。



ふくらはぎの筋肉を力強くもみほぐすパワフルマッサージ




パワーモード搭載

ふくらはぎのもみ板の幅が狭くなることで、
パワフルなマッサージに変わります。




ふくらはぎ/足裏の疲れを
ダブルマッサージで一気にもみほぐす。



ふくらはぎミルキング指圧※

左右のもみ板でふくらはぎをしぼるよう
にほぐします。同時にふくらはぎ裏を
ローラーで刺激します。



足裏つかみ指圧※

足の甲を左右からもみ板で挟み、足裏
ローラーでほぐします。つま先とかかと
付近は指圧突起で刺激します。

※指圧とは、もみ板やローラーなどの動きを組み合わせた動作です。

自動コース

ほぐし

つかみ

しぼり



マニュアル

もみの速さを
2種類から選べます

パワーモード

より強いマッサージ
に変更します

お好みで選べる3種類の自動コース

ほぐし

速いもみ動作と遅いもみ動作をバランスよく
組み合わせ、丁寧にほぐすコース

つかみ

圧迫/保持と解放をくり返し、血行を促進するコース

しぼり

小刻みでゆったりとしたもみ動作を中心に、
じっくりとしぼるコース

フットマッサージャー H23 FT-300

メーカー希望小売価格：60,280円(税込)

本体寸法：幅 約50.5×奥行 約38.5×高さ 約41cm

適応サイズ(目安)：ふくらはぎ周囲 約38cm以下

足サイズ 約32cm以下

質量：約7kg

電源：AC100V(50/60Hz)

消費電力：40W(待機電力：1W以下)

定格時間：20分(タイマー 約15分)

医療機器認証番号：305AHBZX00030000


(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器) ブラック(BK)

JANコード：4951704134873



清潔に保てる
洗えるカバー

カバーは取り外して手洗いで
きます。ファスナー式で取り外
しも装着も簡単です。



使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用する。●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リウ(瘤)、急性静脈リウ(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[どう(疼)痛性]疾患の人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店が所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル

0120-027-612

受付：平日9:00～17:30

(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web

www.fujiiryoki.co.jp

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号

06-4793-0818

FAX・Webでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

株式会社サンオート

〒171-0014 東京都豊島区池袋2丁目16番2号

TEL：03-3986-3808

FAX：03-3986-3976