

濡れない足湯で、
心も身体もリフレッシュ。



お・も・て・な・し
あしゆ®

濡れない足湯

楽々!

清潔!

濡れない!

厳選された天然岩盤石「温光石」による遠赤外線の温熱効果で、
あたためほぐして、美容と健康をサポートします!

靴下を履いたまま入れるから、**楽々!清潔!メンテナンスも楽!**手軽に足湯気分を味わえる“岩盤足浴”

お湯代わりに**高い抗菌性を実現した**
「銀イオン・抗菌
遠赤セラミックボール」を使用。
ドライで**清潔**。

移動も設置も**カンタン**。
キャスター付き。



[木枠底面]

靴下を履いたまま
お好きな時間に楽しめます。
家の中で贅沢な足湯気分!

底面の天然鉱石の岩盤と、お湯
代わりのセラミックボールが遠
赤外線を放射。心も体もポカポ
カ心地よく、あたためほぐして
くれます。ぜひご利用ください!

厳選された
天然岩盤石
「温光石」(弊社名)を使用。



お・も・て・な・し
あしゆ
導入メリット

施設・個人ともに利用されています

体の芯まで
温まります!

岩盤浴と同じく遠赤外線による温熱効果を活用していますので15~20分で体の深部まで温まります。

メンテナンスが
とにかく楽!

お湯を替えたり、設備を頻繁に洗浄する必要がありません。

手間が軽減!

靴下を履いたまま足浴を
していただけますので、
手間がかかりません。

清潔な環境!

常にドライな状態で、ハ
クセン菌などの繁殖の心
配がほとんどありません!

低ランニング
コスト

ワット数を抑えた省エネ
設計で、ランニングコスト
も軽減できます。

おすすめ設置場所・施設

導入事例

様々な場所で、貴施設のサービス力アップ、他との差別化にご活用いただけます。

施設に限られることなく、憩いや交流の場の創出、おもてなしの向上を目的に導入されています。

企業のリラクゼーション・
リフレッシュルーム



リ
テ
ー
ル
施
設



フ
ー
ド
コ
ー
ト



介
護
施
設



健康経営・企業オフィス・福利厚生施設

- 健康経営、福利厚生のための健康サポート&リラクゼーションツールとして
- 社員のストレス、疲労解消のためのサポートツールとして

ショッピングセンター・リテール施設

- お客様のくつろぎ、癒しを提供するツールとして
- 買い物疲れ解消ツールとして

デイサービス・介護施設

- リハビリメニューの一つとして
- 娯楽スペースに囲らなリラックスツールとして

鍼灸整骨院・医療施設

- リハビリメニューの一つとして
- 施術前の“あたため”ツールとして

こちらの施設等でも利用可能です。

エステサロン／フィットネスクラブ
ゴルフ場／ホテル・スパ
カラオケルーム／各種飲食店
コミュニティセンターなど

導入事例の詳細は、
下記ホームページにて随時アップしています。

特徴・ラインナップ

「おもてな・し・あしゆ」 の仕組み

遠赤外線を放射する厳選の天然鉱石の岩盤石が底面に敷かれた特製の木枠の中に、お湯代わりのセラミックボールを敷き詰め、電熱ヒーターで温まった岩盤石の熱を利用して蓄熱させます。靴下を履いたまま足を入れてポカポカ心地よく足浴、温熱効果を味わっていただく、という仕組みの、メンテナンスも楽なお湯を使わない足浴機器。手軽に足湯気分を味わえる「岩盤足浴」です。

厳選された
天然岩盤石「温光石」を
使用。
(弊社名)


底面の岩盤石に、遠赤外線の放射率が高く、健康維持に有益なごく限られた波長帯の育成光線を優先的に放出する「温光石」を使用しています。



岩盤浴鉱石各種 遠赤外線放射率比較データ (測定：(財)日本染色検査協会 ※6～20μm平均値放射率)	
天然鉱石(温光石)	93.0
天然鉱石 A	87.1
天然鉱石 B	89.2
天然鉱石 C	88.4

お湯代わりに
銀イオン・抗菌
遠赤セラミックボールを使用。

高い遠赤外線の放射率と蓄熱性を考慮しシリカとアルミナを絶妙に配合したセラミックボールを使用。多くの実績・経験から、心地よさを生み出すのに最適な8mmサイズを採用。さらに、銀イオンを配合し、高い抗菌効果を実現。靴下を履いたまま使用でき、温泉のようなリラックス気分を味わえます。15～20分ほど足浴を行えば、出た後も心地よい温かさが持続します。



〔測定〕
一般社団法人 日本繊維製品品質技術センター
・室温25±2℃ 湿度65±5%RH(環境により個人差あり)

日々の運用に便利な
ON/OFFタイマー
機能搭載!

時刻で設定できるON/OFFタイマー機能がついていますので、効率運用が図れます。一度設定してしまえば、電源の入れ忘れ、消し忘れを防止できて便利です。



「タイマー設定」と「簡単温度設定」

自由に移動できる
キャスター付き。
設置もカンタン。

キャスターが付いているので、設置場所を変えたいときにも簡単に移動できます。設置も、岩盤が搭載された木枠にセラミックボールを入れ、ヒーターの電源を入れていただくだけのカンタン作業で行えます。



省エネ &
簡単温度設定の
ヒーターを搭載!

ヒーターの設定温度は、弱と強および加熱の三段階の簡単操作で行えます。ワット数を抑えた省エネ設計で、ランニングコストも軽減できます。

ドライで清潔。

お湯を使わず常にドライな状態。清潔さを保持でき、水虫の原因となるハクセン菌などの繁殖の心配もほとんどありません。

製品ラインナップ

※サイズ重量等は、予告なく変更となる場合があります。
予めご了承ください。
★2025年4月1日からの価格になります。3月31日までの価格につきまは、下記公式サイト(製品一覧ページ)をご参照ください。

型番	希望小売価格	サイズ(W×L×H/mm)	人数(目安)・消費電力
YK-A101	319,000円 [★] (税別 290,000円)	約470×470×333	1人用(AC100V/90W)
YK-A301	550,000円 [★] (税別 500,000円)	約570×975×333	3人用(AC100V/280W)
YK-A501	825,000円 [★] (税別 750,000円)	約570×1415×333	5人用(AC100V/420W)

◆ヒーター、コントローラーを含む電気系統部、木枠部とも、実績と信頼のある国内(福井県内)の企業の協力を得て製造しています

本製品「おもてな・し・あしゆ」は、インターネットでの販売は行っておりません。

- セット内容：木製足湯BOX本体(遠赤外線温光石タイル・温熱ヒーター、キャスター付き)
(1人用 約18kg、3人用 約38kg、5人用 約70kg)
銀イオン・抗菌 遠赤セラミックボール(1人用 20kg、3人用 60kg、5人用 100kg)
- 納期：在庫切れ時は、ご注文をいただいたから納品まで、1ヶ月以上かかる場合がございます。
- 送料：別途送料がかかります。詳細はお問い合わせください。

【注意事項】心臓病、高血圧、低血圧、糖尿病、神経障害などの方が使用される場合は、低い温度(セラミックボール部分が38℃位)で10分間位から始め、徐々に入浴の時間を延ばしてください。病気の療中の方や治療直後の方は、医師に相談の上、お楽しみください。



株式会社ユメロン黒川
〒915-0822 福井県越前市元町5-7
tel.0778-24-0500

ユメロン黒川については ⇒ <https://www.yumeron.com/>



販売店

株式会社サンオート

〒171-0014
東京都豊島区池袋2丁目16番2号
TEL:03-3986-3808
FAX:03-3986-3976